

Barcode Scanner Installation Instructions

The Sonosite PX ultrasound system is designed to work specifically with a preconfigured JADAK JDK-10175 USB barcode scanner. Do not use other JADAK Flexpoint HS-1M models. See the *JADAK Flexpoint HS-1M Quick Start Guide* or the system user guide from FUJIFILM Sonosite for information on safety and cleaning.

To install the JADAK barcode scanner on your ultrasound system

- 1 Connect the barcode scanner to a USB port on the ultrasound system.
See the *JADAK Flexpoint HS-1M Quick Start Guide* included with the barcode scanner.
For location of USB ports, see the Sonosite PX system user guide.
- 2 Turn on the ultrasound system, and select **Barcode auto query** on the General settings page..
The barcode scanner should appear on the system’s USB setup page.
- 3 To confirm that the barcode scanner is operating properly, open a patient information form on your system, scan a patient’s barcode, and verify that the information populates into the appropriate fields (see the system user guide for details).

Getting help

For technical support, please contact FUJIFILM Sonosite as follows:

Phone (U.S. or Canada)	+1 (877) 657-8118
Phone (Outside U.S. or Canada)	+1 (425) 951-1330, or call your local representative
Fax	+1 (425) 951-6700
E-mail	ffss-service@fujifilm.com
Web	www.sonosite.com
Europe Service Center	Main: +31 20 751 2020 English support: +44 14 6234 1151 French support: +33 1 8288 0702 German support: +49 69 8088 4030 Italian support: +39 02 9475 3655 Spanish support: +34 91 123 8451
Asia Service Center	+61 2 9938 8700 ffss-apacme-service@fujifilm.com

Manufacturer

FUJIFILM SonoSite, Inc.
21919 30th Drive SE
Bothell, WA 98021 USA
T: +1-888-482-9449 or
+1-425-951-1200
F: +1-425-951-1201

**EC Authorized
Representative**

FUJIFILM SonoSite B.V.
Joop Geesinkweg 140
1114 AB Amsterdam,
The Netherlands

Australia Sponsor

FUJIFILM SonoSite Australasia Pty Ltd
114 Old Pittwater Road
BROOKVALE, NSW, 2100
Australia

8/2020



SONOSITE is a registered trademark of FUJIFILM SonoSite, Inc. in various jurisdictions. FUJIFILM is a registered trademark of FUJIFILM Corporation in various jurisdictions. Value From Innovation is a trademark of FUJIFILM Holdings America Corporation.

All other trademarks are the property of their respective owners.

Copyright © 2020 FUJIFILM SonoSite, Inc. All rights reserved.

P22236-01



Angaben für Barcode-Scanner

Das Sonosite PX Ultraschallsystem wurde speziell für die Verwendung mit dem vorkonfigurierten USB-Barcode-Scanner JADAK JDK-10175 entwickelt. Verwenden Sie keine anderen JADAK Flexpoint HS-1M-Modelle. Informationen zur Sicherheit und Reinigung finden Sie im *JADAK Flexpoint HS-1M-Kurzanleitung* oder im System-Benutzerhandbuch von Fujifilm Sonosite.

So installieren Sie den JADAK Barcode-Scanner auf Ihrem Ultraschallsystem

- 1 Schließen Sie den Barcode-Scanner an einen USB-Anschluss des Ultraschallsystems an.
Weitere Informationen finden Sie in der *JADAK Flexpoint HS-1M-Kurzanleitung* im Lieferumfang des Barcode-Scanners.
Die Position der USB-Ports finden Sie im Sonosite PX System-Benutzerhandbuch.
- 2 Schalten Sie das Ultraschallsystem ein und wählen Sie auf der Einstellungsseite „Allgemeines“ die Option **Auto-Barcodeabfrage** aus.
Ihr Barcode-Scanner auf der USB-Einstellseite eines des Systems angezeigt.
- 3 Sie können den ordnungsgemäßen Betrieb des Scanners überprüfen, indem Sie ein Patienteninformationsformular auf Ihrem System öffnen, einen Patienten-Barcode einscannen und prüfen, ob die Informationen in die entsprechenden Felder eingetragen wurden.

Weiterführende Informationen

Der technische Kundendienst von Fujifilm Sonosite ist wie folgt erreichbar:

Telefon (USA und Kanada)	+1-877-657-8118
Telefon (außerhalb USA und Kanada)	+1-425-951-1330, oder wenden Sie sich an Ihren zuständigen Kundendienstvertreter
Fax	+1-425-951-6700
E-Mail	ffss-service@fujifilm.com
Web	www.sonosite.com
Europäisches Servicezentrum	Hauptstelle: +31 20 751 2020 Kundendienst auf Englisch: +44 14 6234 1151 Kundendienst auf Französisch: +33 1 8288 0702 Kundendienst auf Deutsch: +49 69 8088 4030 Kundendienst auf Italienisch: +39 02 9475 3655 Kundendienst auf Spanisch: +34 91 123 8451
Asiatisches Servicezentrum	+61 2 9938 8700 ffss-apacme-service@fujifilm.com

Hersteller

FUJIFILM SonoSite, Inc.
21919 30th Drive SE
Bothell, WA 98021 USA
Tel.: +1-888-482-9449 oder
+1-425-951-1200
Fax: +1-425-951-1201

**Bevollmächtigter
Vertreter in der EU**

FUJIFILM SonoSite B.V.
Joop Geesinkweg 140
1114 AB Amsterdam,
Niederlande

Sponsor für Australien

FUJIFILM SonoSite Australasia Pty Ltd
114 Old Pittwater Road
BROOKVALE, NSW, 2100
Australien

8/2020



SONOSITE ist eine eingetragene Marke der FUJIFILM SonoSite, Inc. in verschiedenen Rechtsprechungen. FUJIFILM ist eine eingetragene Marke der FUJIFILM Corporation in verschiedenen Rechtsprechungen. Value From Innovation ist eine Handelsmarke der FUJIFILM Holdings America Corporation.

Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Copyright © 2020 FUJIFILM SonoSite, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

P22236-01



Instrucciones de instalación del escáner de código de barras

El sistema de ecografía Sonosite PX está diseñado para funcionar específicamente con el escáner de códigos de barras USB JDK-10175 preconfigurado de JADAK. No utilice otros modelos Flexpoint HS-1M de JADAK. Consulte la *Guía de inicio rápido de Flexpoint HS-1M de JADAK* o la guía de usuario del sistema de Fujifilm Sonosite para obtener información sobre seguridad y limpieza.

Para instalar el escáner de códigos de barras JADAK en el sistema de ecografía

- 1 Conecte el escáner de código de barras a un puerto USB del sistema de ecografía.
Consulte la *Guía de inicio rápido de Flexpoint HS-1M de JADAK* incluida con el escáner de código de barras. Para localizar los puertos USB, consulte la guía de usuario del sistema Sonosite PX.
- 2 Encienda el sistema de ecografía y seleccione **Autobúsq. cód. barr.** en la página configuración General.
Su escáner de código de barras este aparecerá en la página de configuración de USB del sistema.
- 3 Puede confirmar que el escáner funciona correctamente abriendo un formulario de información del paciente en su sistema, leyendo un código de barras de paciente y comprobando que los campos se rellenan con la información correspondiente.

Obtención de ayuda

Para obtener asistencia técnica, póngase en contacto con Fujifilm Sonosite por los siguientes medios:

Teléfono (EE. UU. o Canadá)	+1-877-657-8118
Teléfono (fuera de los EE. UU. o Canadá)	+1-425-951-1330 o bien llame a su representante local
Fax	+1-425-951-6700
Correo electrónico	ffss-service@fujifilm.com
Web	www.sonosite.com
Centro de atención al cliente en Europa	Principal: +31 20 751 2020 Asistencia técnica en inglés: +44 14 6234 1151 Asistencia técnica en francés: +33 1 8288 0702 Asistencia técnica en alemán: +49 69 8088 4030 Asistencia técnica en italiano: +39 02 9475 3655 Asistencia técnica en español: +34 91 123 8451
Centro de atención al cliente en Asia	+61 2 9938 8700 ffss-apacme-service@fujifilm.com

Fabricante

FUJIFILM SonoSite, Inc.
21919 30th Drive SE
Bothell, WA 98021 EE. UU.
Tel.: +1-888-482-9449 o
+1-425-951-1200
Fax: +1-425-951-1201

**Representante autorizado
en la CE**

FUJIFILM SonoSite B.V.
Joop Geesinkweg 140
1114 AB Amsterdam,
Países Bajos

Patrocinador en Australia

FUJIFILM SonoSite Australasia Pty Ltd
114 Old Pittwater Road
BROOKVALE, NSW, 2100
Australia

8/2020



SONOSITE es una marca comercial registrada de FUJIFILM SonoSite, Inc. en diversas jurisdicciones. FUJIFILM es una marca comercial registrada de FUJIFILM Corporation en diversas jurisdicciones. Value From Innovation es una marca comercial de FUJIFILM Holdings America Corporation.

Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Copyright © 2020 FUJIFILM SonoSite, Inc. Reservados todos los derechos.

P22236-01



Instructions d'installation du lecteur de codes-barres

L'échographe Sonosite PX est conçu pour fonctionner spécifiquement avec le lecteur de codes-barres USB JADAK JDK-10175 préconfiguré. N'utilisez pas d'autres modèles JADAK Flexpoint HS-1M. Pour obtenir des informations relatives à la sécurité et au nettoyage, consultez le *Guide de démarrage rapide du JADAK Flexpoint HS-1M* ou le guide d'utilisation de l'échographe de Fujifilm Sonosite.

Pour installer le lecteur de codes-barres JADAK sur votre échographe

- 1 Branchez le lecteur de codes-barres à un port USB de l'échographe.
Consultez le *Guide de démarrage rapide du JADAK Flexpoint HS-1M* inclus avec le lecteur de codes-barres.
Pour connaître l'emplacement des ports USB, consultez le guide d'utilisation de l'échographe Sonosite PX.
- 2 Mettez l'échographe sous tension et sélectionnez **Requête auto code-barres** sur la page Général.
Votre lecteur de codes-barres apparaîtra sur la page de configuration USB de l'échographe.
- 3 Pour vous assurer que le lecteur fonctionne correctement, ouvrez un formulaire de données sur les patients sur votre échographe, scannez le code-barres d'un patient et vérifiez que les informations sont insérées dans les champs appropriés.

Obtenir de l'aide

Pour une assistance technique, veuillez contacter Fujifilm Sonosite comme suit :

Téléphone (États-Unis ou Canada)	+1-877-657-8118
Téléphone (hors États-Unis et Canada)	+1-425-951-1330, ou contactez votre représentant local
Fax	+1-425-951-6700
E-mail	ffss-service@fujifilm.com
Web	www.sonosite.com
Centre de services en Europe	Ligne principale : +31 20 751 2020 Assistance en anglais : +44 14 6234 1151 Assistance en français : +33 1 8288 0702 Assistance en allemand : +49 69 8088 4030 Assistance en italien : +39 02 9475 3655 Assistance en espagnol : +34 91 123 8451
Centre de services en Asie	+61 2 9938 8700 ffss-apacme-service@fujifilm.com

Fabricant

FUJIFILM SonoSite, Inc.
21919 30th Drive SE
Bothell, WA 98021 États-Unis
Tél. : +1-888-482-9449 ou
+1-425-951-1200
Fax : +1-425-951-1201

**Représentant agréé dans
la CE**

FUJIFILM SonoSite B.V.
Joop Geesinkweg 140
1114 AB Amsterdam
Pays-Bas

Représentant en Australie

FUJIFILM SonoSite Australasia Pty Ltd
114 Old Pittwater Road
BROOKVALE, NSW, 2100
Australie

8/2020



SONOSITE est une marque déposée de FUJIFILM SonoSite, Inc. dans diverses juridictions. FUJIFILM est une marque déposée de FUJIFILM Corporation dans diverses juridictions. Value From Innovation est une marque de commerce de FUJIFILM Holdings America Corporation.

Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Copyright © 2020 FUJIFILM SonoSite, Inc. Tous droits réservés.

P22236-01



Istruzioni per l'installazione dello scanner di codici a barre

Il sistema ecografico Sonosite PX è progettato per funzionare specificamente con lo scanner per codici a barre USB JADAK JDK-10175 preconfigurato. Non utilizzare altri modelli JADAK Flexpoint HS-1M. Per informazioni sulla sicurezza e sulla pulizia, consultare la *Guida di avvio rapido JADAK Flexpoint HS-1M* o il manuale per l'utente del sistema fornito da Fujifilm Sonosite.

Per installare lo scanner per codici a barre JADAK sul sistema ecografico

- 1 Collegare lo scanner di codici a barre a una porta USB sul sistema ecografico.
Consultare la *Guida di avvio rapido JADAK Flexpoint HS-1M* inclusa con lo scanner di codici a barre.
Per la posizione delle porte USB, consultare il manuale per l'utente del sistema Sonosite PX.
- 2 Accendere il sistema ecografico e selezionare **Query aut. codice a barre** sulla pagina delle impostazioni Generale.
Lo scanner di codici a barre verrà visualizzato sulla pagina di configurazione USB del sistema.
- 3 Per confermare che lo scanner funzioni correttamente, aprire un modulo di informazioni sul paziente sul sistema, eseguire la scansione di un codice a barre del paziente e verificare che le informazioni vengano inserite negli appositi campi.

Ottenere aiuto

Per assistenza tecnica, contattare FUJIFILM Sonosite come segue:

Telefono (Stati Uniti o Canada)	+1-877-657-8118
Telefono (altri Paesi)	+1-425-951-1330, oppure rivolgersi al rappresentante locale
Fax	+1-425-951-6700
E-mail	ffss-service@fujifilm.com
Internet	www.sonosite.com
Centro di assistenza per l'Europa	Principale: +31 20 751 2020 Assistenza in lingua inglese: +44 14 6234 1151 Assistenza in lingua francese: +33 1 8288 0702 Assistenza in lingua tedesca: +49 69 8088 4030 Assistenza in lingua italiana: +39 02 9475 3655 Assistenza in lingua spagnola: +34 91 123 8451
Centro di assistenza per l'Asia	+61 2 9938 8700 ffss-apacme-service@fujifilm.com

Produttore

FUJIFILM SonoSite, Inc.
21919 30th Drive SE
Bothell, WA 98021 Stati Uniti
Tel: +1-888-482-9449 o
+1-425-951-1200
Fax: +1-425-951-1201

**Rappresentante
autorizzato CE**

FUJIFILM SonoSite B.V.
Joop Geesinkweg 140
1114 AB Amsterdam,
Paesi Bassi

Sponsor per l'Australia

FUJIFILM SonoSite Australasia Pty Ltd
114 Old Pittwater Road
BROOKVALE, NSW, 2100
Australia

8/2020



SONOSITE è un marchio di fabbrica registrato di FUJIFILM SonoSite, Inc. in varie giurisdizioni. FUJIFILM è un marchio registrato di FUJIFILM Corporation in varie giurisdizioni. Value from Innovation è un marchio di fabbrica di FUJIFILM Holdings America Corporation.

Tutti gli altri marchi di fabbrica sono proprietà dei rispettivi proprietari.

Copyright © 2020 FUJIFILM SonoSite, Inc. Tutti i diritti riservati.

P22236-01



Installatie-instructies voor streepjescodescanner

Het Sonosite PX ultrasonische systeem is ontworpen om specifiek samen te werken met de vooraf geconfigureerde JADAK JDK-10175 USB-streepjescodescanner. Gebruik geen andere JADAK Flexpoint HS-1M-modellen. Raadpleeg de snelstartgids van de JADAK *Flexpoint HS-1M* of de gebruikershandleiding van het Fujifilm Sonosite-systeem voor informatie over veiligheid en reiniging.

De JADAK-streepjescodescanner op uw ultrasonische systeem installeren

- Sluit de streepjescodescanner op een USB-poort van het ultrasonische systeem aan.
Raadpleeg de *snelstartgids van de JADAK flexpoint HS-1M*, die is meegeleverd met de streepjescodescanner.
Raadpleeg de gebruikershandleiding van het Sonosite PX-systeem voor informatie over waar de USB-poorten zich bevinden.
- Schakel het ultrasonische systeem in en selecteer **Barcode auto query** (Automatische zoekopdracht streepjescode) op de pagina General (Algemene) instellingen.
Uw streepjescodescanner verschijnt deze op de USB-instelpagina van het systeem.
- U kunt bevestigen of de scanner naar behoren werkt door een patiëntinformatieformulier te openen op uw systeem, een patiëntstreepjescode te scannen en de informatie die in de daarvoor bestemde velden wordt ingevuld, te controleren.

Help

Neem als volgt contact op met Fujifilm Sonosite voor technische ondersteuning:

Telefoonnummer (VS of Canada)	+1-877-657-8118
Telefoonnummer (buiten de VS of Canada)	+1-425-951-1330 of neem contact op met de plaatselijke vertegenwoordiger
Fax	+1-425-951-6700
E-mail	ffss-service@fujifilm.com
Website	www.sonosite.com
Europees servicecentrum	Hoofdtelefoonnummer: +31 20 751 2020 Engelstalige ondersteuning: +44-14 6234 1151 Franstalige ondersteuning: +33 1 8288 0702 Duitstalige ondersteuning: +49 69 8088 4030 Italiaanstalige ondersteuning: +39 02 9475 3655 Spaanstalige ondersteuning: +34 91 123 8451
Servicecentrum voor Azië	+61 2 9938 8700 ffss-apacme-service@fujifilm.com

Fabrikant

FUJIFILM SonoSite, Inc.
21919 30th Drive SE
Bothell, WA 98021 VS
T: +1-888-482-9449 of
+1-425-951-1200
F: +1-425-951-1201

Erkende vertegenwoordiger in de EG

FUJIFILM SonoSite B.V.
Joop Geesinkweg 140
1114 AB, Amsterdam,
Nederland

Australische sponsor

FUJIFILM SonoSite Australasia Pty Ltd
114 Old Pittwater Road
BROOKVALE, NSW, 2100
Australië

8/2020



SONOSITE is een gedeponeerd handelsmerk van FUJIFILM SonoSite, Inc. in verschillende jurisdicties. FUJIFILM is een gedeponeerd handelsmerk van FUJIFILM Corporation in verschillende jurisdicties. Value From Innovation is een handelsmerk van FUJIFILM Holdings America Corporation.

Alle overige handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren.

Copyright © 2020 FUJIFILM SonoSite, Inc. Alle rechten voorbehouden.

P22236-01



바코드 스캐너 설치지침서

Sonosite PX 초음파 시스템은 사전 설정된 JADAK JDK-10175 USB 바코드 스캐너와 함께 특수하게 작동하도록 설계되었습니다. 그 외의 JADAK Flexpoint HS-1M 모델과 사용하지 마십시오. 안전 및 세척에 관한 정보는 JADAK Flexpoint HS-1M **빠른 시작 설명서** 또는 Fujifilm Sonosite 의 시스템 사용자 설명서를 참조하십시오.

초음파 시스템에 JADAK 바코드 스캐너를 설치하기 위함

- 1 바코드 스캐너를 초음파 시스템의 USB 포트에 연결하십시오.
바코드 스캐너에 동봉된 JADAK Flexpoint HS-1M **빠른 시작 설명서**를 참조하십시오.
USB 포트의 위치는 Sonosite PX 시스템 사용자 설명서를 참조하십시오.
- 2 초음파 시스템의 전원을 켜고 General(일반) 설정 페이지에서 **Barcode auto query**(바코드 자동 문의)를 선택하십시오.
시스템의 USB 설정 페이지에 스캐너가 나타나게 됩니다.
- 3 시스템상에서 환자정보 양식을 열고 환자 바코드를 스캔한 후 정보가 해당 필드에 입력되었는지 확인하여 스캐너가 정상적으로 작동하는지 확인할 수 있습니다.

고객지원

기술지원이 필요할 경우 다음의 연락처로 Fujifilm Sonosite 에 문의하십시오.

전화 (미국 또는 캐나다)	+1-877-657-8118
전화 (미국 또는 캐나다 외)	+1-425-951-1330 (또는 지역 담당자)
팩스	+1-425-951-6700
이메일	ffss-service@fujifilm.com
웹	www.sonosite.com
유럽 서비스 센터	연락처 : +31 20 751 2020 영어 : +44 14 6234 1151 프랑스어 : +33 1 8288 0702 독일어 : +49 69 8088 4030 이탈리아어 : +39 02 9475 3655 스페인어 : +34 91 123 8451
아시아 서비스 센터	+61 2 9938 8700 ffss-apacme-service@fujifilm.com

제조업체

FUJIFILM SonoSite, Inc.

21919 30th Drive SE

Bothell, WA 98021 미국

전화 : +1-888-482-9449 또는 +1-425-951-1200

팩스 : +1-425-951-1201

EC 공인 대리점

FUJIFILM SonoSite B.V.

Joop Geesinkweg 140

1114 AB Amsterdam,

네덜란드

오스트레일리아 스폰서

FUJIFILM SonoSite Australasia Pty Ltd

114 Old Pittwater Road

BROOKVALE, NSW, 2100

오스트레일리아

8/2020



SONOSITE 는 여러 관할 구역에서 FUJIFILM SonoSite, Inc. 의 등록상표입니다 . FUJIFILM 은 여러 관할 구역에서 FUJIFILM Corporation 의 등록상표입니다 . Value From Innovation 은 FUJIFILM Holdings America Corporation 의 등록상표입니다 .

그 외의 상표는 해당 소유자의 자산입니다 .

저작권 © 2020 FUJIFILM SonoSite, Inc. 모든 권리 보유 .

P22236-01



Installationsvejledning til strekkodescanner

Sonosite PX-ultralydssystemet er specifikt konstrueret til at fungere med den prækonfigurerede JADAK JDK-10175 USB-strekkodescanner. Brug ikke andre JADAK Flexpoint HS-1M modeller. Se *JADAK Flexpoint HS-1M hurtig startvejledning* eller brugervejledning til systemet fra Fujifilm Sonosite for oplysninger om sikkerhed og rengøring.

Sådan installeres JADAK strekkodescanneren på ultralydssystemet

- 1 Slut strekkodescanneren til en USB-port på ultralydssystemet.
Se *Hurtig startvejledning til JADAK flexpoint HS-1M*, der følger med strekkodescanneren
Se placeringen af USB-port i Sonosite PX systemets brugervejledning.
- 2 Tænd for ultralydssystemet, og vælg **Barcode auto query** (Automatisk forespørgsel ved strekkode) på indstillingssiden General (General).
Din strekkodescanner vises på systemets USB-opsætningsside.
- 3 Du kan bekræfte, at scanneren fungerer korrekt ved at åbne en patientinformationsformular på dit system, scanne en patientstrekkode og kontrollere, at oplysningerne udfyldes i de relevante felter.

Sådan får du hjælp

Fujifilm Sonosite kan kontaktes på følgende måde:

Telefon (USA eller Canada)	+1-877-657-8118
Telefon (uden for USA eller Canada)	+1-425-951-1330, eller ring til den lokale repræsentant
Fax	+1-425-951-6700
E-mail	ffss-service@fujifilm.com
Web	www.sonosite.com
Europæisk serviceafdeling	Hovednummer: +31 20 751 2020 Engelsk support: +44 14 6234 1151 Fransk support: +33 1 8288 0702 Tysk support: +49 69 8088 4030 Italiensk support: +39 02 9475 3655 Spansk support: +34 91 123 8451
Asiatisk serviceafdeling	+61 2 9938 8700 ffss-apacme-service@fujifilm.com

Producent

FUJIFILM SonoSite, Inc.
21919 30th Drive SE
Bothell, WA 98021 USA
Tlf: +1 888 482 9449 eller
+1 425 951 1200
Fax: +1 425 951 1201

**Autoriseret repræsentant
i EU**

FUJIFILM SonoSite B.V.
Joop Geesinkweg 140
1114 AB Amsterdam,
Nederlandene

Australsk sponsor

FUJIFILM SonoSite Australasia Pty Ltd
114 Old Pittwater Road
BROOKVALE, NSW, 2100
Australien

8/2020



SONOSITE er et registreret varemærke tilhørende FUJIFILM SonoSite, Inc. i forskellige jurisdiktioner. FUJIFILM er et registreret varemærke tilhørende FUJIFILM Corporation i forskellige jurisdiktioner. Value From Innovation er et varemærke tilhørende FUJIFILM Holdings America Corporation.

Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

Copyright © 2020 FUJIFILM SonoSite, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

P22236-01



Installasjonsanvisninger for strekkodeskanner

Sonosite PX-ultralydsystemet er laget spesielt for å fungere sammen med den forhånds konfigurerte JADAK JDK-10175 USB-strekkodeskanneren. Ikke bruk andre JADAK Flexpoint HS-1M-modeller. Se *hurtigstartveiledningen for JADAK Flexpoint HS-1M* eller systemets brukerveiledning fra Fujifilm Sonosite for informasjon om sikkerhet og rengjøring.

Slik installerer du JADAK-strekkodeskanneren på ultralydsystemet

- 1 Koble strekkodeskanneren til USB-porten på ultralydsystemet.
Se *hurtigstartveiledningen for JADAK Flexpoint HS-1M* som følger med strekkodeskanneren.
USB-portenes plassering er beskrevet i Sonosite PX-systemets brukerveiledning.
- 2 Slå på ultralydsystemet, og velg **Barcode auto query** (Automatisk søk ved strekkode) på innstillingssiden General (Generelt).
Strekkodeskanneren vises den på USB-oppsettsiden på systemet.
- 3 Du kan bekrefte at skanneren fungerer som den skal ved å åpne et pasientinformasjonsskjema på systemet ditt, skanne en pasientstrekkode og kontrollere at informasjonen fylles ut i de aktuelle feltene.

Slik får du hjelp

Hvis du ønsker teknisk støtte, ta kontakt med Fujifilm Sonosite på følgende måte:

Telefon (USA eller Canada)	+1-877-657-8118
Telefon (utenfor USA eller Canada)	+1-425-951-1330, eller ta kontakt med din lokale representant
Faks	+1-425-951-6700
E-post	ffss-service@fujifilm.com
Nettsted	www.sonosite.com
Servicesenter i Europa	Hovednummer: +31 20 751 2020 Engelsk støtte: +44 14 6234 1151 Fransk støtte: +33 1 8288 0702 Tysk støtte: +49 69 8088 4030 Italiensk støtte: +39 02 9475 3655 Spansk støtte: +34 91 123 8451
Servicesenter i Asia	+61 2 9938 8700 ffss-apacme-service@fujifilm.com

Produsent

FUJIFILM SonoSite, Inc.
21919 30th Drive SE
Bothell, WA 98021 USA
Tlf.: +1-888-482-9449 eller
+1-425-951-1200
Faks: +1-425-951-1201

**EU-autorisert
representant**

FUJIFILM SonoSite B.V.
Joop Geesinkweg 140
1114 AB Amsterdam,
Nederland

Sponsor i Australia

FUJIFILM SonoSite Australasia Pty Ltd
114 Old Pittwater Road
BROOKVALE, NSW, 2100
Australia

8/2020



SONOSITE er et registrert varemerke som tilhører FUJIFILM SonoSite, Inc. i ulike jurisdiksjoner. FUJIFILM er et registrert varemerke som tilhører FUJIFILM Corporation i ulike jurisdiksjoner. Value From Innovation er et varemerke som tilhører FUJIFILM Holdings America Corporation.

Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere.

Opphavsrett © 2020 FUJIFILM SonoSite, Inc. Med enerett.

P22236-01



Strekkodsläsare installationsanvisningar

Sonosite PX ultraljudssystem är specifikt utformat för att fungera med den förkonfigurerade USB-strekkodsläsaren JADAK JDK-10175. Använd inga andra modeller av JADAK Flexpoint HS-1M. Se *snabbstartsguiden för JADAK Flexpoint HS-1M* eller systemets användarhandbok från Fujifilm Sonosite för information om säkerhet och rengöring.

Så här installerar du JADAK strekkodsläsare på ultraljudssystemet

- 1 Anslut strekkodsläsaren till en USB-port på ultraljudssystemet.
Se *Snabbstartsguiden för JADAK flexpoint HS-1M* som medföljer strekkodsläsaren.
Se Sonosite PX-systemets användarhandbok för placering av USB-portar.
- 2 Slå på ultraljudssystemet och välj **Barcode auto query** (Automatisk sökning med streckkod) på inställningssidan General (Allmänna).
Din strekkodsläsare visas på systemets USB-inställningssida.
- 3 Du kan bekräfta att läsaren fungerar korrekt genom att öppna ett patientinformationsformulär i systemet, läsa av en patientstreckkod och verifiera att informationen visas i de tillämpliga fälten.

Få hjälp

För teknisk support, kontakta Fujifilm Sonosite på följande sätt:

Telefon (USA eller Kanada)	+1-877-657-8118
Telefon (utanför USA och Kanada)	+1-425-951-1330 eller ring närmaste representant
Fax	+1-425-951-6700
E-post	ffss-service@fujifilm.com
Webbplats	www.sonosite.com
Europeiskt servicecenter	Växel: +31 20 751 2020 Support på engelska: +44 14 6234 1151 Support på franska: +33 182 880 702 Support på tyska: +49 698 088 4030 Support på italienska: +39 029 475 3655 Support på spanska: +34 91 123 8451
Servicecenter i Asien	+61 2 9938 8700 ffss-apacme-service@fujifilm.com

Tillverkare

FUJIFILM SonoSite, Inc.
21919 30th Drive SE
Bothell, WA 98021 USA
Tfn: +1-888-482-9449 eller
+1-425-951-1200
Fax: +1-425-951-1201

**Auktoriserad
representant i EU**

FUJIFILM SonoSite B.V.
Joop Geesinkweg 140
1114 AB Amsterdam
Nederländerna

Sponsor i Australien

FUJIFILM SonoSite Australasia Pty Ltd
114 Old Pittwater Road
BROOKVALE, NSW, 2100
Australien

8/2020



SONOSITE är ett registrerat varumärke som tillhör FUJIFILM SonoSite, Inc. i olika jurisdiktioner. FUJIFILM är ett registrerat varumärke som tillhör FUJIFILM Corporation i olika jurisdiktioner. Value from Innovation är ett varumärke som tillhör FUJIFILM Holdings America Corporation.

Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.

Copyright © 2020 FUJIFILM SonoSite, Inc. Med ensamrätt.

P22236-01



条码扫描器安装说明

Sonosite PX 超声仪专为配合预配置的 JADAK JDK-10175 USB 条码扫描器使用而设计。请勿使用其他 JADAK Flexpoint HS-1M 型号。请参阅《JADAK Flexpoint HS-1M 快速入门指南》或 Fujifilm Sonosite 的系统用户指南，了解安全性和清洁信息。

在超声仪上安装 JADAK 条码扫描器

- 1 将条码扫描器连接到超声仪的 USB 端口上。
请参阅《JADAK Flexpoint HS-1M 快速入门指南》，该指南随条码扫描器提供。
请参阅 Sonosite PX 系统用户指南，了解 USB 端口的位置。
- 2 将超声仪开机，在 General（一般）设置页面上，选择 **Barcode auto query**（条码自动查询）。
条码扫描器它将显示在系统的 USB 设置页上。
- 3 要确认扫描器是否正常运行，可以在系统上打开患者信息表，扫描患者条码，然后验证信息是否填充到相应的字段中。

获取帮助

欲获得技术支持，请按以下方式联系 Fujifilm Sonosite：

电话（美国或加拿大）	+1-877-657-8118
电话（美国或加拿大之外）	+1-425-951-1330，或致电您当地的代表
传真	+1-425-951-6700
电子邮件	ffss-service@fujifilm.com
网址	www.sonosite.com
欧洲服务中心	总机：+31 20 751 2020 英语支持：+44 14 6234 1151 法语支持：+33 1 8288 0702 德语支持：+49 69 8088 4030 意大利语支持：+39 02 9475 3655 西班牙语支持：+34 91 123 8451
亚洲服务中心	+61 2 9938 8700 ffss-apacme-service@fujifilm.com

制造商

FUJIFILM SonoSite, Inc.

21919 30th Drive SE

Bothell, WA 98021 美国

电话: +1-888-482-9449 或 荷兰
+1-425-951-1200

传真: +1-425-951-1201

欧盟授权代表

FUJIFILM SonoSite B.V.

Joop Geesinkweg 140

1114 AB Amsterdam,

荷兰

澳大利亚赞助商

FUJIFILM SonoSite Australasia Pty Ltd

114 Old Pittwater Road

BROOKVALE, NSW, 2100

澳大利亚

8/2020



SONOSITE 是 FUJIFILM SonoSite, Inc. 公司在不同司法管辖区的注册商标。FUJIFILM 是 FUJIFILM Corporation 在不同司法管辖区的注册商标。Value from Innovation 是 FUJIFILM Holdings America Corporation 的商标。

所有其他商标为其各自所有者的财产。

版权所有 © 2020 FUJIFILM SonoSite, Inc. 保留所有权利。

P22236-01

