

Snabb guide

Starta systemet

Tryck på strömbrytaren på baksidan av systemet.

Start av studie

Ny Patient

1 Peka på **Enter Patient Information** (Ange patientuppgifter) på startskärmen eller **+ New Patient** (Ny patient) på pekskärmen.

2 Ange patientuppgifter.

3 Peka på **Scan** (Skanna) för att börja skanna.

Alla data som sparas under studien länkas till patienten.

Undersökningstyper

1 Välj knappen för transduktor och undersökning.

2 Välj transduktor och undersökningstyp.

3 Dubbelklicka på undersökningstyp eller tryck på **Scan** (Skanna) för att börja skanna.

Skanning

• Utgångsläget är 2D. Tryck på **2D** för att återgå till utgångsläget.

• Tryck på **M** för att skanna i M-läge.

• Tryck på **C** för att skanna med färgdoppler.

• Tryck på **D** för att skanna med Doppler.

M-läge

1 Använd styrplattan eller monitorns pekskärm för att placera M-linjen på 2D-bilden.

2 För att visa både M-linje och kurva, tryck på **UPDATE** / (Uppdatera)  eller tryck en gång till på **M**.

3 För att växla mellan bilden och registreringen, peka på bilden eller registreringen på monitorns pekskärm eller tryck på knappen **UPDATE** / (Uppdatera) .

Färgdoppler

1 Använd knappen **Color Type** (Färgtyp) på pekskärmen för att växla mellan Color Velocity (CVD) och Color Power (CPD), eller CVD och Color Variance (Var), beroende på undersökningstyp. Du måste kanske peka på **+ More Controls** (Fler kontroller) för att hitta kontrollerna.

2 Placera färgrutan genom att dra med fingret på styrplattan eller monitorns pekskärm.

3 För att ändra storlek på färgrutan, använd kontrollcirkeln på monitorns pekskärm eller tryck på **SELECT** (Välj) /  och dra med fingret på styrplattan.

Doppler

1 Använd kontrollen **Doppler Mode** (Dopplerläge) på pekskärmen för att växla mellan PW, CW och TDI Dopplerskanning (CW och TDI är bara tillgängliga vid hjärtundersökning). Du måste kanske peka på **+ More Controls** (Fler kontroller) för att hitta kontrollerna.

2 Använd styrplattan eller monitorns pekskärm för att placera D-linjen och grinden på 2D-bilden.

3 För att visa spektralkurva, tryck på **UPDATE** / (Uppdatera)  eller tryck en gång till på **D**.

4 För att växla mellan bilden och registreringen, peka på bilden eller registreringen på monitorns pekskärm eller tryck på knappen **UPDATE** (Uppdatera) / .



Framsida



Tillbaka

Tangent:

- 1 Tidsförstärkningskompensation
- 2 Förstärkningskontroll
- 3 Djup
- 4 Välj och Uppdatera
- 5 Styrplatta
- 6 Etiketter, beräkningar och mätmarkörer
- 7 Knappar för att spara
- 8 Frysning
- 9 Lägen
- 10 Styrplatta med pekkontroller
- 11 USB, HDMI, Ethernet-portar
- 12 Strömknapp

Snabb guide

Förstärkning

Justera förstärkningen genom att göra något av följande:

- Dra fingret runt förstärkningsratten.
- Peka på **TGC** och justera skjutreglagen på pekskärmen.
- Peka på gain-ikonen  och justera reglaget på monitorns pekskärm.
- Peka på **Auto** på monitorns pekskärm eller tryck på **AUTO** för att automatiskt justera förstärkningen.

Djup

- Använd reglaget på monitorns pekskärm eller tryck på knapparna djup  och .

Frysning, avsluta frysning och användning av film

- 1 Tryck på knappen . Skärmen CINE (Film) visas i det nedre vänstra hörnet av monitorn.
- 2 Gör något av följande för att bläddra bland bildrutorna:
 - Dra fingret horisontellt åt höger eller vänster på styrplattan för att bläddra framåt eller bakåt bland bildrutorna. För att bläddra en bildruta i taget, peka på den högra eller vänstra sidan av styrplattan.
 - Dra fingret medurs eller moturs på förstärkningsratten för att bläddra framåt eller bakåt bland bildrutorna. För att bläddra en bildruta i taget, peka på den högra eller vänstra sidan av ratten.
- 3 För att avsluta frysning, tryck på knappen  igen.

Zooma

Zoomning i realtid

- 1 Peka på **Zoom** (Zooma) på pekskärmen.
- 2 Placera zoom-rutan genom att dra med

fingret på styrplattan eller monitorns pekskärm.

- 3 För att ändra storlek på zoom-rutan, använd kontrollcirkeln på monitorns pekskärm eller tryck på **SELECT** (Välj)/  och dra med fingret på styrplattan.
- 4 Peka på kontrollen igen för att zooma.

Frusen zoomning

- 1 Peka på **Zoom** (Zooma) på pekskärmen.
- 2 Peka på upp eller ner på kontrollen för att justera förstörningen.
- 3 Använd styrplattan eller monitorns pekskärm för att panorera bilden.

Mätningar och beräkningar

Mätningar

- 1 På en realtidsbild eller fryst bild, tryck på knappen **CALIPER** /  (Mätmarkör/).
- 2 Använd styrplattan eller monitorns pekskärm för att placera standardmätmarkörerna eller välj en annan mätning på pekskärmen.
- 3 Peka på en mätmarkör på monitorns pekskärm eller tryck på **SELECT** (Välj)/  för att växla mellan mätmarkörerna.

Beräkningar

- 1 På en fryst bild eller realtidsbild, tryck på knappen **CALCS** /  (Beräkning) för att visa en meny med analyspaket.
- 2 Navigera till och välj en mätning på pekskärmen.
- 3 Använd styrplattan eller monitorns pekskärm för att placera mätmarkörerna.
- 4 Peka på en mätmarkör på monitorns pekskärm eller tryck på **SELECT** (Välj)/  för att växla mellan mätmarkörerna.

Märkningar

- 1 Tryck på knappen **ABC** för att visa märkningssidan.

- 2 Peka på **Text, Picto** (Symboler), eller **Arrow** (Pil) för att lägga till text, symboler eller pilar i bilden.
- 3 Använd styrplattan för att placera etiketten.

Spara och granska

- Tryck på knappen  för att spara en bild samt aktuella mätningar och beräkningar. Beräkningar och tillhörande mätningar sparas även i patientrapporten.
- Tryck på knappen  för att spara ett filmklipp.
- Peka på miniatyrbilder för att komma till gransknings-skärmen, eller peka på **Patient List** (Patientlista) för att se en annan studie. (Du hittar detta alternativ på pekskärmen, längst ner på patient- eller rapportformuläret, eller från menyn.)

Avsluta och exportera

- 1 Avsluta studien genom att peka på **END STUDY** (Avsluta studie). Öppna studier kan inte exporteras.
- 2 Sätt i USB-minnet i en USB-port på systemet eller ställningen.
- 3 Peka på **Patient List** (Patientlista). Välj en eller flera studier att exportera.
- 4 Peka på **Send to** (Skicka till), och sedan på **USB**.
- 5 Välj USB-minnet från listan och om patientinformation ska inkluderas eller ej.
- 6 Peka på **Export** (Exportera).

Hjälp och vägledning

- Peka på  för att komma till det inbyggda hjälpsystemet.
- Gå till funktionen Learn (Vägledning) för att se utbildnings- och vägledningsfilmer.

P28688-01



CE
2797

FUJIFILM SONOSITE
Value from Innovation

FUJIFILM Sonosite, Inc.
Globalt huvudkontor
21919 30th Drive SE, Bothell, WA 98021-3904
Tel: +1 (425) 951 1200 eller +1 (877) 657 8050
Fax: +1 (425) 951 6800
www.sonosite.com

Sonosite Worldwides kontor

FUJIFILM Sonosite Australasia Pty Ltd: Australien. 300 663 516
FUJIFILM Sonosite Australasia Pty Ltd: Nya Zeeland. 0800 888 204
FUJIFILM Sonosite Brazil. +55 11 5574 7747
FUJIFILM Sonosite Canada Inc. +1 888 554 5502
FUJIFILM (Kina) Investment Co., Ltd. +86 21 5010 6000
FUJIFILM Sonosite GmbH-Germany +49 69 80 88 40 30
FUJIFILM Sonosite, Inc.-United States. +1 425 951 1200

FUJIFILM Sonosite India Pvt Ltd. +91 124 288 1100
FUJIFILM Sonosite Iberica SL-Spain. +34 91 123 84 51
FUJIFILM Medical Co., Ltd.-Japan. +81 3 0418 7190
FUJIFILM Sonosite Korea Ltd. +65 6380 5589
FUJIFILM Sonosite Ltd-United Kingdom. +44 1462 341 151
FUJIFILM Sonosite SARL-France. +33 182 880 702

SONOSITE, SONOSITE-logotypen, och Any patient. Anywhere. Anytime. (Vilken patient som helst. Var som helst. När som helst.) är ett varumärke eller ett registrerat varumärke som tillhör FUJIFILM Sonosite, Inc. i olika jurisdiktioner. FUJIFILM är ett varumärke eller ett registrerat varumärke som tillhör FUJIFILM Corporation i olika jurisdiktioner. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.

Copyright © 2021 FUJIFILM Sonosite, Inc. Med ensamrätt.

11/2021