

Snabb guide

Starta systemet

Tryck på strömbrytaren på baksidan av systemet.

Start av studie

Ny Patient

- 1 Tryck på Enter Patient Information (Ange patientuppgifter) på startskärmen eller + New Patient (Ny patient) på pekskärmen.
- 2 Ange patientuppgifter.
- 3 Tryck på Scan (Skanna) för att börja skanna. Alla data som sparas under studien länkas till patienten.

Undersökningstyper

- 1 Välj knappen för transduktor och undersökning.
- 2 Välj transduktor och undersökningstyp.
- 3 Dubbelklicka på undersökningstyp eller tryck på Scan (Skanna) för att börja skanna.

Skanning

- Utgångsläget är 2D. Tryck på 2D för att återgå till utgångsläge.
- Tryck på M för att skanna i M-läge.
- Tryck på C för att skanna med färgdoppler.
- Tryck på D för att skanna med Doppler.

M-läge

- 1 Använd styrplattan för att placera M-linjen i 2D-bilden.
- 2 För att visa både M-linje och kurva, tryck på UPDATE (Uppdatera)/ ↻ eller tryck en gång till på M.
- 3 Tryck på knappen UPDATE (Uppdatera) ↻ för att växla mellan bilden och kurvan.

Färgdoppler

- 1 Använd knappen Color Type (Färgtyp) för att växla mellan Color Velocity (CVD) och Color Power (CPD), eller CVD och Color Variance (Var), beroende på undersökningstyp. Du måste kanske trycka på + More Controls (Fler kontroller) för att hitta kontrollerna.
- 2 Placera färgrutan genom att dra med fingret på styrplattan.
- 3 Tryck på SELECT (Välj/) ✎ för att styra storleken på färgrutan, och ändra sedan storleken genom att dra med fingret på styrplattan.

Doppler

- 1 Använd kontrollen Doppler Mode (Dopplerläge) för att växla mellan PW, CW och TDI Dopplerskanning (CW och TDI är bara tillgängliga vid hjärtundersökning). Du måste kanske trycka på + More Controls (Fler kontroller) för att hitta kontrollerna.
- 2 Använd styrplattan för att placera D-linjen och grinden i 2D-bilden.
- 3 För att visa spektralkurva, tryck på UPDATE (Uppdatera)/ ↻ eller tryck en gång till på D.
- 4 Tryck på knappen UPDATE (Uppdatera)/ ↻ för att växla kontrollen mellan bilden och kurvan.



Legenden:

- | | |
|--|---------------------------|
| 1 Tidsförstärkningskompensation | 8 Frys |
| 2 Förstärkningskontroll | 9 Lägen |
| 3 Djup | 10 Styrplatta med knappar |
| 4 Välj och Uppdatera | 11 Video ut |
| 5 Styrplatta | 12 Ethernet |
| 6 Etiketter, beräkningar och mätmarkörer | 13 USB-portar |
| 7 Spara-knappar | 14 Strömbrytare |
| | 15 EKG-port |

Snabb guide

Förstärkning

Justera förstärkningen genom att göra något av följande:

- Dra fingret runt förstärkningsratten.
- Tryck på TGC och justera skjutreglagen på pekskärmen.
- Tryck på AUTO för att automatiskt justera förstärkningen.

Djup

- Tryck på djup-  och -knapparna.

Frysning, avsluta frysning och användning av film

- 1 Tryck på knappen . Skärmen CINE (Film) visas i det nedre vänstra hörnet av skärmen.
- 2 Gör något av följande för att bläddra bland bildrutorna:
 - Dra fingret horisontellt åt höger eller vänster på styrplattan för att bläddra framåt eller bakåt bland bildrutorna. För att bläddra en bildruta i taget, peka på den högra eller vänstra sidan av styrplattan.
 - Dra fingret medurs eller moturs på förstärkningsratten för att bläddra framåt eller bakåt bland bildrutorna. För att bläddra en bildruta i taget, peka på den högra eller vänstra sidan av ratten.
- 3 För att avsluta frysning, tryck på knappen  igen.

Zooma

Zoomning i realtid

- 1 Tryck på Zoom (Zooma) på pekskärmen.
- 2 Placera zoomrutan genom att dra med fingret på styrplattan.
- 3 Tryck på SELECT (Välj)/  för att styra storleken på zoomrutan, och ändra sedan storleken genom att dra med fingret på styrplattan.
- 4 Tryck på kontrollen igen för att zooma.

Frusen zoomning

- 1 Tryck på Zoom (Zooma) på pekskärmen.
- 2 Tryck på upp eller ner på kontrollen för att justera förstärkningen.
- 3 Använd styrplattan för att panorera bilden.

Mätningar och beräkningar

Mätningar

- 1 På en realtidsbild eller fryst bild, tryck på knappen CALIPER (Mätmarkör)/ .
- 2 Använd styrplattan för att placera standardmätmarkörerna eller välj en annan mätning på pekskärmen.
- 3 Tryck på SELECT (Välj)  för att växla mellan mätmarkörerna.

Beräkningar

- 1 På en fryst bild eller realtidsbild, tryck på knappen CALCS / (Beräkning)  för att visa ett analyspaket.
- 2 Navigera till och välj en mätning på pekskärmen.
- 3 Använd styrplattan för att placera mätmarkörerna.
- 4 Tryck på SELECT (Välj)  för att växla mellan mätmarkörerna.

Märkningar

- 1 Tryck på knappen ABC för att visa märkningssidan.
- 2 Tryck på Text, Picto (Symboler), eller Arrow (Pil) för att lägga till text, piktogram eller pilar till bilden.
- 3 Använd styrplattan för att placera etiketten.

Spara och granska

- Tryck på knappen  för att spara en bild samt aktuella mätningar, beräkningar och etiketter. Beräkningar och tillhörande mätningar sparas även i patientrapporten.

- Tryck på knappen  för att spara ett filmklipp.
- Tryck på miniatyrbilder för att komma till granskningsskärmen, eller tryck på Patient List (Patientlista) för att se en annan studie. (Du hittar detta alternativ på pekskärmen, längst ner på patient- eller rapportformuläret, eller i menyn.)

Avsluta och exportera

- 1 Avsluta studien genom att trycka på END STUDY (Avsluta studie). Öppna studier kan inte exporteras.
- 2 Sätt i USB-minnet i en USB-port på systemet eller ställningen.
- 3 Tryck på Patient List (Patientlista). Välj en eller flera studier att exportera.
- 4 Tryck på Send to (Skicka till), och sedan på USB.
- 5 Välj USB-minnet från listan och om patientinformation ska inkluderas eller ej.
- 6 Tryck på Export (Exportera).

Hjälp och vägledning

- Tryck på  för att komma till det inbyggda hjälpsystemet.
- Gå till funktionen Learn (Vägledning) för att se utbildnings- och vägledningsfilmer.

P31478-01



CE
2797

FUJIFILM **SONOSITE**
Value from Innovation

FUJIFILM Sonosite, Inc.
Globalt huvudkontor
21919 30th Drive SE, Bothell, WA 98021-3904
Tel: +1 (425) 951 1200 eller +1 (877) 657 8050
Fax: +1 (425) 951 6800
www.sonosite.com

Sonosite Worldwides kontor
FUJIFILM Sonosite Australasia Pty Ltd: Australien. 300 663 516
FUJIFILM Sonosite Australasia Pty Ltd: Nya Zeeland. 0800 888 204
FUJIFILM Sonosite Brazil. +55 11 5574 7747
FUJIFILM Sonosite Canada Inc. +1 888 554 5502
FUJIFILM (Kina) Investment Co., Ltd. +86 21 5010 6000
FUJIFILM Sonosite GmbH-Germany +49 69 80 88 40 30
FUJIFILM Sonosite, Inc.-United States. +1 425 951 1200

FUJIFILM Sonosite India Pvt Ltd. +91 124 288 1100
FUJIFILM Sonosite Iberica SL-Spain. +34 91 123 84 51
FUJIFILM Medical Co., Ltd.-Japan. +81 3 0418 7190
FUJIFILM Sonosite Korea Ltd. +65 6380 5589
FUJIFILM Sonosite Ltd-United Kingdom. +44 1462 341 151
FUJIFILM Sonosite SARL-France. +33 182 880 702

SONOSITE, SONOSITE-logotypen, och Vilken patient som helst. Var som helst. När som helst. Är ett varumärke eller ett registrerat varumärke som tillhör FUJIFILM Sonosite, Inc. i olika jurisdiktioner. FUJIFILM är ett varumärke eller ett registrerat varumärke som tillhör FUJIFILM Corporation i olika jurisdiktioner. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.

Copyright © 2023 FUJIFILM Sonosite, Inc. Med ensamrätt.

10/2023