




Visão geral

Este Manual de referência rápida deve ser usado apenas para referência e consulta e não se destina a substituir o Manual do usuário enviado com o sistema SonoSite X-Porte. Para o detalhamento de procedimentos, as descrições, os recursos e as precauções de segurança, consulte o *Manual do usuário do SonoSite X-Porte*, disponível em www.sonosite.com.



Exemplo do painel de controle na tela:





Antes da varredura

Se um controle de que precisar não aparecer na tela, toque em **Mais controles** para abrir o menu de controles. Se desejar, arraste os controles para os espaços vazios do lado direito, para que apareçam na tela principal.



Conexão de transdutores

- 1 No conector do transdutor, puxe a lingueta para cima e gire-a no sentido horário.
- 2 Encaixe com firmeza o conector na porta da parte inferior da unidade.
- 3 Gire a alça da lingueta no sentido anti-horário.
- 4 Prenda o conector ao sistema empurrando a lingueta para cima.

Verificação da carga da bateria

- Os ícones na área de status do sistema no monitor clínico mostram o status da energia e da bateria.
- O sistema emite um som para indicar que a bateria está com carga abaixo de 14%.

Varredura

Varredura simples

- 1 Na tela inicial, toque em **Varredura utilizando transdutor e tipo de exame padrão.**
- 2 Para finalizar o exame, toque em **Fin. exam.**



Varredura específica de paciente

- 1 Na tela inicial, toque em **Inserir informações do paciente.**
- 2 Usando o teclado da tela, insira as informações relevantes do paciente e toque em **Pronto.**



Modos de geração de imagens

- **2D** (padrão) – Modo de varredura básico em 2D.
- **Modo M** – Exibe movimento na imagem em 2D. Geralmente usado para medir estruturas no coração.
- **Cor** – A área na caixa exibe o fluxo sanguíneo em cores. Geralmente usado para mostrar a presença e o sentido do fluxo sanguíneo.
- **Doppler** – Exibe um espectro de velocidades de fluxo ao longo do tempo. Geralmente usado para exibir qualquer tipo de movimento, incluindo o fluxo sanguíneo e o movimento dos tecidos.

Varredura

Tipos de exame

- 1 Na tela inicial, toque em **Seleção de Transdutores e Exames.**
- 2 Abaixo do transdutor que desejar usar, toque no tipo de exame que desejar conduzir e toque em **Varredura.**



Gravação na porta DVR

- 1 Insira um pen drive USB da porta DVR.
- 2 Toque em **Grav**.
- 3 Toque em **Grav** novamente para interromper a gravação.

Inserção de rótulo na imagem

- 1 Toque em **Rótulo** e insira um texto no topo do formulário ou escolha um rótulo padronizado da lista. Também é possível tocar em **Figuras** para escolher um rótulo da lista de rótulos gráficos.
- 2 Toque em **Pronto** e arraste o rótulo para o local desejado na imagem.

Dicas para usar a interface da tela

Gestos

- **Passar o dedo** – Navegar por páginas e imagens, posicionar a linha D e a caixa de cores.
- **Arrastar** – Mudar a profundidade; ajustar o ganho; mover botões, cursores e rótulos.
- **Tocar** – Selecionar modos, telas e ferramentas.
- **Pinçar e abrir** – Usando dois dedos, aumente (zoom) ou expanda uma imagem ou uma varredura Doppler em cores.

Congelar e descongelar

Usando dois dedos, toque na tela duas vezes rapidamente.

Ganho e profundidade

Ajuste o ganho e a profundidade arrastando as respectivas barras deslizantes.

Zoom

- 1 Toque em **Zoom**.
- 2 Arraste a caixa de zoom para um local da tela.
- 3 Usando dois dedos, faça o gesto de pinçar ou abrir para determinar o tamanho desejado do zoom da caixa.
- 4 Toque duas vezes na caixa de zoom para expandir a área selecionada.

Medida

Medida de distância

- 1 Em uma imagem congelada, toque em **Distância**.
- 2 Arraste o cursor para o primeiro ponto.
- 3 Arraste o outro cursor para o segundo ponto.

Medida da frequência cardíaca

- 1 Em um traçado congelado do Modo M ou em um traçado em movimento do modo Doppler, toque em **Freq. cardíaca**.
- 2 Arraste o cursor para o pico da pulsação.
- 3 Arraste o segundo cursor para o pico da pulsação seguinte.

Exibição de cálculos

- Para exibir uma lista de cálculos, toque em **Calcs**.
- Para exibir uma lista de cálculos de tratamento agudo, toque em **Trat. agudo**.

Gerenciamento de imagens e de clipes

Revisão

Toque em **Rever** para ver imagens e clipes do exame atual ou toque em **List. pac.** para ver outro exame.

Rótulos

- 1 Toque em **Mais controles**; em seguida, em **Rótulo**.
- 2 Toque em **Texto** e insira o texto para um novo rótulo no topo do formulário.
- 3 Toque em **Pronto** e arraste o rótulo para o local desejado na imagem.

Exportação

É possível salvar o exame, incluindo as imagens e os clipes, em um pen drive USB para exportá-lo mais facilmente.

- 1 Insira um pen drive USB na porta USB do dispositivo.
- 2 Toque em **Rever**; em seguida, em **List. pac.**
- 3 Selecione um exame finalizado para exportação. Os exames abertos não poderão ser exportados.
- 4 Toque em **Exp. USB**.
- 5 Selecione o pen drive USB na lista e escolha se deseja incluir as informações do paciente.
- 6 Toque em **Exportar**.

Impressão

Com a imagem exibida, toque em **Imprimir**.

Informações para contato

Telefone (EUA ou Canadá): +1 (877) 657-8118

Telefone (fora dos EUA ou do Canadá): +1 (425) 951-1330 (ou contate o representante local)

Fax: +1 (425) 951-6700

E-mail: ffss-service@fujifilm.com

Site: www.sonosite.com

Fabricante

FUJIFILM SonoSite, Inc.
21919 30th Drive SE
Bothell, WA 98021 EUA
Tel.: +1-888-482-9449 ou
+1-425-951-1200
Fax: +1-425-951-1201

Representante autorizado na CE

FUJIFILM SonoSite B.V.
Joop Geesinkweg 140
1114 AB Amsterdã,
Países Baixos

Patrocinador na Austrália

FUJIFILM SonoSite
Australasia Pty Ltd
114 Old Pittwater Road
BROOKVALE, NSW, 2100
Austrália

X-Porte, SonoSite e o logotipo SonoSite são marcas comerciais ou marcas registradas da FUJIFILM SonoSite, Inc. em diversas jurisdições.

Todas as outras marcas comerciais são de propriedade de seus respectivos proprietários.

Copyright © 2019 FUJIFILM SonoSite, Inc. Todos os direitos reservados.



P22414-04

