
バーコードリーダー

ユーザーガイド補足説明書

FUJIFILM
Value from Innovation

SonoSite

SonoSite 及び SonoSite ロゴは多数の法域において FUJIFILM SonoSite, Inc. の商標・登録商標として認められています。「Value from Innovation」は FUJIFILM Holdings America Corporation の商標です。

その他の商標はすべて各々の所有者の財産です。

Part number: P22993-02

Publication date: June 2018

Copyright © 2018 FUJIFILM SonoSite, Inc. All rights reserved.



バーコードリーダーユーザーガイド補足説明書

はじめに	1
表記規則	1
テクニカルサポート	2
バーコードリーダーを使用した患者情報の入力	3
仕様	3

はじめに

本書は JADAK flexpoint HS-1M バーコードリーダーを FUJIFILM SonoSite 社製の超音波画像診断装置に接続して使用する場合に利用可能なカスタムプログラミング機能について補足説明します。

バーコードリーダー製造元の発行する「JADAK flexpoint HS-1M Quick Start Guide」も参照してください。

表記規則

本書では、下記の表記規則に従っています。

- ▶ **警告** は負傷や死亡の事故を防ぐのに必要な注意事項について示します。
- ▶ **注意** は製品の保護に必要な注意事項について示します。
- ▶ **注**：は補足説明です。
- ▶ 特定の手順で各ステップを実行する必要がある場合は、手順は番号又はアルファベットで示されています。
- ▶ 中点（・）は箇条書きの形式に整理した情報であり、手順を示すものではありません。
- ▶ 手順がひとつの場合は行頭に ◆ マークで示しています。

製品上のラベル表示記号については、該当する超音波画像診断装置のユーザーガイドの「ラベル図記号」をご参照ください。

テクニカルサポート

テクニカルサポートが必要な場合は、FUJIFILM SonoSite 又は製造販売業者までご連絡ください。

FUJIFILM SonoSite, Inc.

電話：(米国およびカナダ)	877-657-8118
電話：(米国またはカナダ以外)	+1-425-951-1330
ファックス：	425-951-6700
電子メール：	ffss-service@fujifilm.com
ウェブサイト：	http://www.sonosite.com

富士フイルムメディカル株式会社

電話：	03-6419-8050
ファックス：	03-6418-6596

Printed in the U.S.

バーコードリーダーを使用した患者情報の入力

JADAK flexpoint HS-1M バーコードリーダーのカスタムプログラミングは英語でのみ使用可能です。詳細については営業担当者又は製造販売業者へご連絡ください。

注：

バーコードリーダーで患者情報を読み取る前に、カスタムプログラミングの意図した通りバーコードリーダーが機能していることを検証してください。

仕様

JADAK flexpoint HS-1M バーコードリーダーを超音波画像診断装置に接続時、以下の種類のバーコードに対応可能です。

1次元コード

Code 39

Code 128

Codabar

UPC-A

UPC-E

EAN-8

EAN-13

Interleaved 2 of 5

Code 93

2次元コード

PDF417

Data Matrix

QR Code



SonoSite

選任製造販売業者：

富士フイルムメディカル株式会社

〒 106-003 東京都港区西麻布 2-26-30

TEL: 03 (6419) 8050

外国指定管理医療機器製造等事業者：

FUJIFILM SonoSite, Inc. (米国)

販売名	認証番号
SonoSite NanoMaxx シリーズ	221ADBZI00091000
SonoSite Edge シリーズ	224ADBZI00053000
SonoSite Edge II シリーズ	229ADBZI00008000
SonoSite SII シリーズ	228AABZI00139000
SonoSite X-Porte シリーズ	225ADBZI00146000

P22993-02

