

超音波画像診断装置Sonosite LX

ユーザーガイド誤記訂正説明書

SONOSITE は複数の法域において FUJIFILM Sonosite, Inc.の登録商標です。FUJIFILM および FUJIFILM VALUE FROM INNOVATION は複数の法域において FUJIFILM Corporation の登録商標です。その他の商標は全て、それぞれ所有権を有する各社に帰属します。



P35128-01

Published May 13, 2026

Copyright © 2026 FUJIFILM SonoSite, Inc. All rights reserved.

超音波画像診断装置 Sonosite LX ユーザーガイド誤記訂正説明書

超音波画像診断装置 Sonosite LX ユーザーガイド内の FCC（米国連邦通信委員会）注意事項を更新

FCC 注意事項： 本超音波画像診断装置は、47 CFR §15.103(e) に基づき、一部の FCC 技術基準の適用除外となる特殊な医療用デジタル機器です。したがって、本装置には FCC 規則 §15.5 および §15.29 に定められた一般的な運用条件のみが適用され、有害な電波干渉を引き起こす可能性があります。ほとんどの周波数帯域では FCC クラス B 規格への適合試験に合格していますが、高周波帯域（約 2.7 GHz）における放射エミッションは、クラス A 規格のみに適合しています。本装置は無線エネルギーを発生、使用、および放射します。取扱説明書どおりに設置し使用しないと、無線通信に有害な妨害を与える可能性があります。しかし特定の設置環境にて無線妨害が発生しないという保証はありません。本装置が他の医療機器または電子機器に有害な電波干渉を引き起こす場合は、Sonosite LX ユーザーガイドの電磁両立性（EMC）のセクション内に記載されている適切な対策を講じてください。

サポート

FUJIFILM Sonosite テクニカルサポート

アメリカ合衆国およびカナダ	+1 877-657-8118
その他の地域	+1 425-951-1330 にお電話ください。または最寄りの販売代理店にお問い合わせください。
ファックス	+1 425-951-6700
E メール (アジア)	ffss-service@fujifilm.com ffss-apacme-service@fujifilm.com
ウェブページ	www.sonosite.com

FUJIFILM

SONOSITE

選任製造販売業者:

富士フイルムメディカル株式会社

外国指定高度管理医療機器製造等事業者:

FUJIFILM SonoSite, Inc. (米国)

一般的名称	汎用超音波画像診断装置 (40761000)
販売名	Sonosite PX シリーズ (LX モデル)
医療機器のクラス	管理医療機器、特定保守管理医療機器
医療機器認証番号	302ADBZI00086000

P35128-01

