

Sonosite LX User Guide Errata

Manufacturer	EC Authorized Representative	UK Responsible Person	Australia Sponsor
FUJIFILM SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA T: 1-888-482-9449 or 1-425-951-1200 F: 1-425-951-1201	FUJIFILM SonoSite B.V. Joop Geesinkweg 140 1114 AB Amsterdam, The Netherlands	FUJIFILM Healthcare UK Limited Fujifilm House Whitbread Way Bedford MK42 0ZE United Kingdom	FUJIFILM SonoSite Australasia Pty Ltd 114 Old Pittwater Road BROOKVALE, NSW, 2100 Australia



CAUTION

United States federal law restricts this device to sale by or on the order of a physician.

SONOSITE is a registered trademark of FUJIFILM SonoSite, Inc., in various jurisdictions. FUJIFILM and FUJIFILM VALUE FROM INNOVATION are registered trademarks of FUJIFILM Corporation in various jurisdictions. All other trademarks are the property of their respective owners.



P35127-01

Published May 13, 2026

Copyright © 2026 FUJIFILM SonoSite, Inc. All rights reserved.

Sonosite LX User Guide Errata

The FCC caution statement in the Sonosite LX user guide has been updated.

FCC Caution: This ultrasound system is a specialized medical digital device exempt from some FCC technical standards under 47 CFR § 15.103(e). It is therefore subject only to the general conditions of operation found in §§ 15.5 and 15.29 of the FCC Rules and may cause harmful interference. Although tested to comply with FCC Class B limits in most frequency ranges, emissions at high frequencies (approximately 2.7 GHz) meet only Class A limits. This equipment generates, uses and can radiate harmful radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to other medical or electronic equipment, take suitable precautions as detailed in the electromagnetic compatibility section of the Sonosite LX user guide.

Getting help

FUJIFILM Sonosite Technical Support:

United States and Canada	+1 877-657-8118
Europe and Middle East	Main: +31 20 751 2020 English support: +44 14 6234 1151 French support: +33 1 8288 0702 German support: +49 69 8088 4030 Italian support: +39 02 9475 3655 Spanish support: +34 91 123 8451
Asia and Pacific	+61 2 9938 8700
Other regions	+1 425-951-1330 or call your local representative
Fax	+1 425-951-6700
Email	General: ffss-service@fujifilm.com United Kingdom: uk-service@fujifilm.com Europe, Middle East, and Africa: eraf-service@fujifilm.com Asia and Pacific: ffss-apacme-service@fujifilm.com
Web	www.sonosite.com

Errata zum Benutzerhandbuch von Sonosite LX

Der FCC-Warnhinweis im Sonosite LX-Benutzerhandbuch wurde aktualisiert.

FCC-Warnhinweis: Dieses Ultraschallsystem ist ein spezielles medizinisches Digitalgerät, das gemäß 47 CFR § 15.103(e) von einigen technischen FCC-Normen ausgenommen ist. Es unterliegt daher nur den allgemeinen Betriebsbedingungen der §§ 15.5 und 15.29 der FCC-Regeln und kann schädliche Störungen verursachen. Obwohl das Gerät in den meisten Frequenzbereichen die FCC-Grenzwerte der Klasse B erfüllt, entsprechen die Emissionen bei hohen Frequenzen (ca. 2,7 GHz) nur den Grenzwerten der Klasse A. Dieses Gerät erzeugt und verwendet störende Funkfrequenzenergie und kann bei unsachgemäßer, nicht der Anleitung des Herstellers entsprechender Installation und Verwendung schädliche Störungen des Funk- und Fernsehempfangs verursachen. Es kann jedoch nicht gewährleistet werden, dass bei bestimmten Installationen keinerlei Störungen auftreten. Sollte dieses Gerät andere medizinische oder elektronische Geräte stören, ergreifen Sie bitte die im Abschnitt „Elektromagnetische Verträglichkeit“ des Sonosite LX-Benutzerhandbuchs beschriebenen Vorsichtsmaßnahmen.

Weiterführende Informationen

Technischer Kundendienst von FUJIFILM Sonosite:

USA und Kanada	+1 877-657-8118
Europa und Naher Osten	Zentrale Rufnummer: +31 20 751 2020 Kundendienst auf Englisch: +44 14 6234 1151 Kundendienst auf Französisch: +33 1 8288 0702 Kundendienst auf Deutsch: +49 69 8088 4030 Kundendienst auf Italienisch: +39 02 9475 3655 Kundendienst auf Spanisch: +34 91 123 8451
Asien und Pazifikraum	+61 2 9938 8700
Andere Regionen	+1 425 951-1330 oder wenden Sie sich an den örtlichen Kundendienstvertreter.
Fax	+1 425-951-6700
E-Mail	Allgemeines: ffss-service@fujifilm.com Großbritannien: uk-service@fujifilm.com Europa, Naher Osten und Afrika: eraf-service@fujifilm.com Asien und Pazifikraum: ffss-apacme-service@fujifilm.com
Web	www.sonosite.com

Errata del Manual del usuario de Sonosite LX

Se ha actualizado la declaración de precaución de la FCC de la guía del usuario de Sonosite LX.

Precaución de la FCC: este sistema de ecografía es un dispositivo digital médico especializado exento de algunas normas técnicas de la FCC en virtud del título 47, parte 15, sección 103 y párrafo e del CRF [47 CFR § 15.103(e)]. Por lo tanto, está sujeto únicamente a las condiciones generales de funcionamiento que se indican en las partes 15.5 y 15.29 de las normas de la FCC y pueden causar interferencias perjudiciales. Aunque se ha probado que cumple con los límites de la clase B de la FCC en la mayoría de los rangos de frecuencia, las emisiones a frecuencias altas (de aproximadamente 2,7 GHz) solo cumplen los límites de la clase A. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza conforme al manual de instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales en las comunicaciones radioeléctricas. No obstante, no hay garantías de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales a otros equipos médicos o electrónicos, tome las medidas oportunas según se detalla en la sección de compatibilidad electromagnética de la guía del usuario de Sonosite LX.

Obtención de ayuda

Departamento de asistencia técnica de FUJIFILM Sonosite:

Estados Unidos y Canadá	+1 877-657-8118
Europa y Oriente Medio	Principal: +31 20 751 2020 Asistencia técnica en inglés: +44 14 6234 1151 Asistencia técnica en francés: +33 1 8288 0702 Asistencia técnica en alemán: +49 69 8088 4030 Asistencia técnica en italiano: +39 02 9475 3655 Asistencia técnica en español: +34 91 123 8451
Asia y Pacífico	+61 2 9938 8700
Otras regiones	+1 425-951-1330 o póngase en contacto con su representante local
Fax	+1 425-951-6700
Correo electrónico	General: ffss-service@fujifilm.com Reino Unido: uk-service@fujifilm.com Europa, Oriente Medio y África: eraf-service@fujifilm.com Asia y Pacífico: ffss-apacme-service@fujifilm.com
Web	www.sonosite.com

Errata du guide utilisateur Sonosite LX

La mise en garde de la FCC dans le guide de l'utilisateur Sonosite LX a été mise à jour.

Avertissement FCC : Cet échographe est un dispositif médical numérique spécialisé exempté de certaines normes techniques de la FCC en vertu de l'Article 47 CFR § 15.103(e). Il est donc uniquement soumis aux conditions générales de fonctionnement énoncées aux Articles 15.5 et 15.29 du règlement FCC et peut causer des interférences nuisibles. Bien que testées conformes aux limites de classe B de la FCC dans la plupart des gammes de fréquences, les émissions à hautes fréquences (environ 2,7 GHz) ne répondent qu'aux limites de classe A. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de radiofréquence nocive et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles pour les communications radio. Cependant, il n'est pas garanti qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles avec d'autres appareils médicaux ou électroniques, veuillez prendre les précautions nécessaires, comme indiqué dans la section sur la compatibilité électromagnétique de la notice du Sonosite LX.

Obtenir de l'aide

Support technique de FUJIFILM Sonosite :

États-Unis et Canada	+1 877-657-8118
Europe et Moyen-Orient	Numéro principal : +31 20 751 2020 Assistance en anglais : +44 14 6234 1151 Assistance en français : +33 1 8288 0702 Assistance en allemand : +49 69 8088 4030 Assistance en italien : +39 02 9475 3655 Assistance en espagnol : +34 91 123 8451
Asie-Pacifique	+61 2 9938 8700
Autres régions	+1 425-951-1330 ou contacter le représentant local
Fax	+1 425-951-6700
E-mail	Général : ffss-service@fujifilm.com Royaume-Uni : uk-service@fujifilm.com Europe, Moyen-Orient et Afrique : eraf-service@fujifilm.com Asie-Pacifique : ffss-apacme-service@fujifilm.com
Site Web	www.sonosite.com

Errata della guida utente di Sonosite LX

La dichiarazione di attenzione della Commissione Federale di Comunicazioni (FCC) nella guida per l'utente di Sonosite LX è stata aggiornata.

Attenzione FCC: questo sistema ecografico è un dispositivo medico digitale esente da alcuni standard tecnici della Commissione Federale di Comunicazioni, FCC, ai sensi dell'articolo 47 del Codice di Leggi Federali, CFR § 15.103(e). Di conseguenza è soggetto soltanto alle condizioni generali di funzionamento §§ 15.5 e 15.29 delle leggi della Commissione Federale di Comunicazioni (FCC) e potrebbe causare interferenze dannose. Sebbene sia stata testata la conformità ai limiti della Classe B della Commissione Federale di Comunicazioni (FCC) nella maggior parte delle gamme di frequenza, le emissioni ad alte frequenze soddisfano soltanto i limiti della Classe A (circa 2,7 GHz). Quest'apparecchiatura genera, usa e può irradiare energia a radiofrequenza dannosa e, se non installata ed usata conformemente alle istruzioni, potrebbe causare interferenza dannosa alle comunicazioni radio. Comunque, non vi è garanzia che non si verifichi interferenza in una installazione particolare. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose ad altre apparecchiature mediche o elettroniche, si prega di prendere le precauzioni adeguate come descritto nella sezione di compatibilità elettromagnetica nella guida per l'utente di Sonosite LX.

Aiuti

Assistenza tecnica FUJIFILM Sonosite:

Stati Uniti e Canada	+1 877-657-8118
Europa e Medio Oriente	Principale: +31 20 751 2020 Supporto in inglese: +44 14 6234 1151 Supporto in francese: +33 1 8288 0702 Supporto in tedesco: +49 69 8088 4030 Supporto in italiano: +39 02 9475 3655 Supporto in spagnolo: +34 91 123 8451
Asia e Pacifico	+61 2 9938 8700
Altre regioni	+1 425-951-1330, oppure contattare il rappresentante locale
Fax	+1 425-951-6700
E-mail	Generale: ffss-service@fujifilm.com Regno Unito: uk-service@fujifilm.com Europa, Medio Oriente e Africa: eraf-service@fujifilm.com Asia e Pacifico: ffss-apacme-service@fujifilm.com
Internet	www.sonosite.com

Errata voor de Sonosite LX gebruikershandleiding

De FCC-waarschuwingsverklaring in de gebruikershandleiding van de Sonosite LX is bijgewerkt.

FCC-waarschuwing: dit ultrasoon systeem is een gespecialiseerd digitaal medisch hulpmiddel dat volgens 47 CFR § 15.103(e) van enkele technische normen van de FCC is vrijgesteld. Daarom valt het alleen onder de algemene gebruiksvoorwaarden vermeld in § 15.5 en 15.29 van de regels van de FCC en kan het schadelijke interferentie veroorzaken. Hoewel het is getest om in de meeste frequentiebereiken aan FCC klasse B te voldoen, voldoen emissies bij hoge frequenties (ongeveer 2,7 GHz) alleen aan de grenswaarden van klasse A. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Als deze apparatuur niet wordt geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, kan deze schadelijke interferentie in de radiocommunicatie veroorzaken. Er bestaat echter geen garantie dat zich in een specifieke installatie geen storing zal voordoen. Als deze apparatuur toch schadelijke interferentie met andere medische of elektronische apparatuur veroorzaakt, neemt u passende voorzorgsmaatregelen zoals die in het onderdeel elektromagnetische compatibiliteit van de gebruikershandleiding van de Sonosite LX staan beschreven.

Help

Technische ondersteuning van FUJIFILM Sonosite:

Verenigde Staten en Canada	+1 877-657-8118
Europa en Midden-Oosten	Hoofdtelefoonnr.: +31 20 751 2020 Engelstalige ondersteuning: +44 14 6234 1151 Franstalige ondersteuning: +33 1 8288 0702 Duitstalige ondersteuning: +49 69 8088 4030 Italiaanstalige ondersteuning: +39 02 9475 3655 Spaanstalige ondersteuning: +34 91 123 8451
Azië/Oceanië	+61 2 9938 8700
Andere regio's	+1 425-951-1330 of neem contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger
Fax	+1 425-951-6700
E-mail	Algemeen: ffss-service@fujifilm.com Verenigd Koninkrijk: uk-service@fujifilm.com Europa, Midden-Oosten en Afrika: eraf-service@fujifilm.com Azië/Oceanië: ffss-apacme-service@fujifilm.com
Web	www.sonosite.com

Errata för Sonosite LX användarhandbok

FCC-varningstexten i användarhandboken för Sonosite LX har uppdaterats

FCC-varning: Detta ultraljudssystem är en specialiserad medicinsk digital enhet som är undantagen från vissa av FCC:s tekniska standarder enligt 47 CFR § 15.103(e). Det omfattas därför endast av de allmänna driftsvillkoren i §§ 15.5 och 15.29 i FCC:s regler och kan orsaka skadliga störningar. Även om systemet har testats och befunnits uppfylla gränsvärdena för FCC klass B i de flesta frekvensområden, uppfyller emissioner vid höga frekvenser (cirka 2,7 GHz) endast klass A-gränsvärden. Utrustningen alstrar, använder och kan sända skadlig energi via radiofrekvenser och kan, om den inte installeras och används enligt anvisningarna, orsaka skadlig störning av radiokommunikationer. Det finns dock ingen garanti för att störning inte kommer att uppstå i en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på annan medicinsk eller elektronisk utrustning ska lämpliga försiktighetsåtgärder vidtas enligt beskrivningen i avsnittet om elektromagnetisk kompatibilitet i användarhandboken för Sonosite LX.

Få hjälp

FUJIFILM Sonosite Tekniskt stöd:

USA och Kanada	+1 877-657-8118
Europa och Mellanöstern	Huvudkontor: +31 20 751 2020 Support på engelska: +44 14 6234 1151 Support på franska: +33 1 8288 0702 Support på tyska: +49 69 8088 4030 Support på italienska: +39 02 9475 3655 Support på spanska: +34 91 123 8451
Asien och Stillahavsområdet	+61 2 9938 8700
Andra områden	+1 425-951-1330 eller ring din lokala representant
Fax	+1 425-951-6700
E-post	Allmänt: ffss-service@fujifilm.com Storbritannien: uk-service@fujifilm.com Europa, Mellanöstern och Afrika: eraf-service@fujifilm.com Asien och Stillahavsområdet: ffss-apacme-service@fujifilm.com
Webbplats	www.sonosite.com

Errata for Sonosite LX brukerveiledning

FCC-forsiktighetserklæring i brukerveiledningen til Sonosite LX er oppdatert.

FCC-forsiktighetserklæring: Dette ultralydssystemet er et spesialisert medisinsk digitalt utstyr som er fritatt fra enkelte tekniske FCC-standarder under 47 CFR § 15.103(e). Det er derfor kun underlagt de generelle driftsbetingelsene i §§ 15.5 og 15.29 av FCC-reglene, og kan forårsake skadelig interferens. Selv om det er testet til å være i samsvar med grensene for FCC klasse B i de fleste frekvensområdene, oppfyller utslipp ved høye frekvenser (omtrent 2,7 GHz) kun grensene for klasse A. Utstyret genererer, bruker og kan utstråle skadelig radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i henhold til instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens på radiokommunikasjon. Det finnes imidlertid ingen garantier for at interferens ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens på annet medisinsk eller elektronisk utstyr, må passende forholdsregler iverksettes slik det er beskrevet i avsnittet for elektromagnetisk kompatibilitet i brukerveiledningen til Sonosite LX.

Slik får du hjelp

FUJIFILM Sonosite teknisk støtte:

USA og Canada	+1 877-657-8118
Europa og Midtøsten	Hoved: +31 20 751 2020 Engelsk støtte: +44 14 6234 1151 Fransk støtte: +33 1 8288 0702 Tysk støtte: +49 69 8088 4030 Italiensk støtte: +39 02 9475 3655 Spansk støtte: +34 91 123 8451
Asia og Stillehavet	+61 2 9938 8700
Andre regioner	+1 425-951-1330, eller ring din lokale representant
Faks	+1 425-951-6700
E-post	Generelt: ffss-service@fujifilm.com Storbritannia: uk-service@fujifilm.com Europa, Midtøsten og Afrika: eraf-service@fujifilm.com Asia og Stillehavet: ffss-apacme-service@fujifilm.com
Nettsted	www.sonosite.com

Korrigerende til Sonosite LX brugervejledning

FCC-forsigtighedserklæringen i Sonosite LX-brugervejledningen er blevet opdateret.

FCC-forsigtighed: Dette ultralydssystem er specialiseret digitalt udstyr, som er undtaget fra visse FCC-tekniske standarder ifølge 47 CFR § 15.103 (e). Det er derfor kun underlagt nogle af de generelle bestemmelser for drift fundet i §§ 15.5 og 15.29 i FCC-reglerne og kan forårsage skadelig interferens. Selvom den under test har været i overensstemmelse med FCC's grænser for Klasse B i de fleste frekvensområder, opfylder emissionerne ved høje frekvenser (ca. 2,7 GHz) kun grænserne for Klasse A. Dette udstyr genererer, bruger og udstråler skadelig radiofrekvensenergi og kan forårsage skadelig interferens under radiokommunikation, hvis det ikke installeres i overensstemmelse med instruktionerne. Det kan dog ikke garanteres, at der ikke vil forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens på andet medicinsk eller elektronisk udstyr, skal du træffe passende forholdsregler som beskrevet i afsnittet om elektromagnetisk kompatibilitet i brugervejledningen til Sonosite LX.

Sådan får du hjælp

FUJIFILM Sonosite tekniske support:

USA og Canada	+1 877-657-8118
Europa og Mellemøsten	Hovednummer: +31 20 751 2020 Engelsk support: +44 14 6234 1151 Fransk support: +33 1 8288 0702 Tysk support: +49 69 8088 4030 Italiensk support: +39 02 9475 3655 Spansk support: +34 91 123 8451
Asien og Stillehavet	+61 2 9938 8700
Andre regioner	+1 425-951-1330, eller ring til din lokale repræsentant
Fax	+1 425-951-6700
E-mail	Generelt: ffss-service@fujifilm.com Storbritannien: uk-service@fujifilm.com Europa, Mellemøsten og Afrika: eraf-service@fujifilm.com Asien og Stillehavet : ffss-apacme-service@fujifilm.com
Web	www.sonosite.com

Sonosite LX 사용자 가이드 정정 사항

Sonosite LX 사용자 안내서의 FCC 주의 문구가 업데이트되었습니다.

FCC 주의: 이 초음파 시스템은 47 CFR § 15.103(e)에 따라 일부 FCC 기술 표준이 면제되는 전문 의료용 디지털 기기입니다. 따라서 FCC 규정의 §§ 15.5 및 15.29에 명시된 일반적인 작동 조건만 적용되며 유해한 간섭을 유발할 수 있습니다. 테스트 결과, 대부분의 주파수 범위에서 FCC 등급 B 제한을 준수하는 것으로 확인되었지만, 고주파수 (약 2.7 GHz)에서의 방출은 등급 A 제한만 충족합니다. 본 장비는 유해한 무선 주파수 에너지를 생성, 사용 및 방출할 수 있으며, 지침에 따라 설치 및 사용하지 않는 경우 무선 통신에 유해한 간섭을 일으킬 수 있습니다. 그러나 특정 설비에서 간섭이 발생하지 않을 것이라는 보장은 없습니다. 본 장비가 다른 의료 또는 전자 장비에 유해한 간섭을 일으키는 경우 Sonosite LX 사용자 안내서의 전자파 적합성 섹션에 기술된 대로 적절한 예방책을 강구하십시오.

고객지원

FUJIFILM Sonosite 기술 지원:

미국 및 캐나다	+1 877-657-8118
유럽 및 중동	본점: +31 20 751 2020 영어 지원: +44 14 6234 1151 프랑스어 지원: +33 1 8288 0702 독일어 지원: +49 69 8088 4030 이탈리아어 지원: +39 02 9475 3655 스페인어 지원: +34 91 123 8451
아시아 태평양	+61 2 9938 8700
기타 지역	+1 425-951-1330 또는 현지 대리점으로 전화하십시오
팩스	+1 425-951-6700
이메일	일반: ffss-service@fujifilm.com 영국: uk-service@fujifilm.com 유럽, 중동, 아프리카: eraf-service@fujifilm.com 아시아 태평양: ffss-apacme-service@fujifilm.com
웹사이트	www.sonosite.com

Sonosite LX 用户指南勘误表

Sonosite LX 用户指南中的 FCC 警告声明已更新。

FCC 警告：根据美国联邦法规第 47 卷第 15.103(e) 条，本超声仪属于专用医疗数字设备，不受某些 FCC 技术标准的限制。因此，设备仅受 FCC 规则第 15.5 和 15.29 节中的一般操作条件的限制，可能会造成有害干扰。虽然经测试大多数频率范围符合 FCC B 类限制，但高频（约 2.7 千兆赫）辐射仅符合 A 类限制。该设备产生、使用并会辐射有害射频能量，如果未按照指导说明进行安装和使用，可能对无线电通讯造成有害干扰。然而，不保证在特定安装中不产生干扰。若该设备确实对其他医疗或电子设备造成有害干扰，请采取适当的预防措施，详见 Sonosite LX 用户指南中的电磁兼容性部分。

获取帮助

FUJIFILM 技术支持：

美国和加拿大	+1 877-657-8118
欧洲和中东地区	总机：+31 20 751 2020 英语支持：+44 14 6234 1151 法语支持：+33 1 8288 0702 德语支持：+49 69 8088 4030 意大利语支持：+39 02 9475 3655 西班牙语支持：+34 91 123 8451
亚太地区	+61 2 9938 8700
其他地区	+1 425-951-1330，或致电您当地的代表
传真	+1 425-951-6700
电子邮件	通用：ffss-service@fujifilm.com 英国：uk-service@fujifilm.com 欧洲、中东和非洲：eraf-service@fujifilm.com
网址	www.sonosite.com

注册人/生产企业名称：苏州富士胶片映像机器有限公司

住所/生产地址：江苏省苏州市苏州新区长江路 138 号

邮编：215011

生产许可证编号：苏药监械生产许 20100063 号

联系方式：0512-68251188-855

售后服务单位：富士胶片（中国）投资有限公司

住所：上海市浦东新区平家桥路 100 弄 6 号 7 号楼 601 单元

联系方式：800 820 5442

FUJIFILM
SONOSITE

P35127-01

