

Sonosite iLOOK User Guide Wireless Supplement

Manufacturer	EC Authorized Representative	UK Responsible Person	Australia Sponsor
FUJIFILM SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA T: 1-888-482-9449 or 1-425-951-1200 F: 1-425-951-1201	FUJIFILM SonoSite B.V. Joop Geesinkweg 140 1114 AB Amsterdam, The Netherlands	FUJIFILM Healthcare UK Limited Fujifilm House Whitbread Way Bedford MK42 0ZE United Kingdom	FUJIFILM SonoSite Australasia Pty Ltd 114 Old Pittwater Road BROOKVALE, NSW, 2100 Australia



CAUTION

United States federal law restricts this device to sale by or on the order of a physician.

SONOSITE is a registered trademark of FUJIFILM SonoSite, Inc., in various jurisdictions. FUJIFILM and FUJIFILM VALUE FROM INNOVATION are registered trademarks of FUJIFILM Corporation in various jurisdictions. All other trademarks are the property of their respective owners.



P35242-01

Published Jul 30, 2026

Copyright © 2026 FUJIFILM SonoSite, Inc. All rights reserved.

Sonosite iLOOK User Guide Wireless Supplement

The following wireless specification table in the system user guide has been updated to include CE limits.

Table 1. Transducer wireless description

Wireless specifications			
Wireless network protocols supported	IEEE 802.11a/b/g/n (for 11n, only STA mode is supported)		
Frequency	2.4 GHz	FCC/ISED: 2412–2462 MHz (1–11 channels) CE/ETSI/RCM: 2412–2472 MHz (1–13 channels)	
	5 GHz	5180–5240 MHz (4 channels: 36ch, 40ch, 44ch, 48ch)	
Frequency bandwidth	20 MHz		
Modulation type	DSSS OFDM (1st modulation: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM)		
FCC/ISED	2.4 GHz	802.11b	16.0 dBm
Maximum average power (dBm)		802.11g	15.0 dBm
		802.11n-HT20	11.0 dBm
	5 GHz	802.11a	13.5 dBm
CE/ETSI	2.4 GHz	802.11b	16.0 dBm
Maximum average power (dBm)		802.11g	16.0 dBm
	5 GHz	802.11n-HT20	16.0 dBm
		802.11a	14.5 dBm
Frequency tolerance	2.4 GHz	± 25 ppm	
	5 GHz	± 20 ppm	
Security/encryption	WPA2-PSK		
Antenna	Type	Chip	
	Model	M830520	
	Gain	2.4 GHz_1 dBi	
		5 GHz_2.6 dBi	

Getting help

FUJIFILM Sonosite Technical Support:

United States and Canada	+1 877-657-8118
Europe and Middle East	Main: +31 20 751 2020 English support: +44 14 6234 1151 French support: +33 1 8288 0702 German support: +49 69 8088 4030 Italian support: +39 02 9475 3655 Spanish support: +34 91 123 8451
Asia and Pacific	+61 2 9938 8700
Other regions	+1 425-951-1330 or call your local representative
Fax	+1 425-951-6700
Email	General: ffss-service@fujifilm.com United Kingdom: uk-service@fujifilm.com Europe, Middle East, and Africa: eraf-service@fujifilm.com Asia and Pacific: ffss-apacme-service@fujifilm.com
Web	www.sonosite.com

Draadloos supplement bij gebruikershandleiding Sonosite iLOOK

De volgende draadloze specificatietabel in de gebruikershandleiding van de is bijgewerkt en bevat nu ook de CE-grenzen.

Tabel 1. Beschrijving van de draadloze transducer

Draadloze specificaties			
Ondersteunde draadloze netwerkprotocollen	IEEE 802.11a/b/g/n (voor 11n wordt alleen de STA-modus ondersteund)		
Frequentie	2,4 GHz	FCC/ISED: 2412—2462 MHz (1-11 kanalen) CE/ETSI/RCM: 2412—2472 MHz (1-13 kanalen)	
	5 GHz	5180–5240 MHz (4 kanalen: 36ch, 40ch, 44ch, 48ch)	
Frequentiebandbreedte	20 MHz		
Modulatietype	DSSS OFDM (1e modulatie: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM)		
FCC/ISED	2,4 GHz	802.11b	16,0 dBm
Maximaal gemiddeld vermogen (dBm)		802.11g	15,0 dBm
		802.11n-HT20	11,0 dBm
	5 GHz	802.11a	13,5 dBm
CE/ETSI	2,4 GHz	802.11b	16,0 dBm
Maximaal gemiddeld vermogen (dBm)		802.11g	16,0 dBm
	5 GHz	802.11n-HT20	16,0 dBm
		802.11a	14,5 dBm
Frequentie-tolerantie	2,4 GHz	± 25 ppm	
	5 GHz	± 20 ppm	
Beveiliging/versleuteling	WPA2-PSK		
Antenne	Type	Chip	
	Model	M830520	
	Versterking	2,4 GHz_1 dBi	
		5 GHz_2,6 dBi	

Help

Technische ondersteuning van FUJIFILM Sonosite:

Verenigde Staten en Canada	+1 877-657-8118
Europa en Midden-Oosten	Hoofdtelefoonnr.: +31 20 751 2020 Engelstalige ondersteuning: +44 14 6234 1151 Franstalige ondersteuning: +33 1 8288 0702 Duitstalige ondersteuning: +49 69 8088 4030 Italiaanstalige ondersteuning: +39 02 9475 3655 Spaanstalige ondersteuning: +34 91 123 8451
Azië/Oceanië	+61 2 9938 8700
Andere regio's	+1 425-951-1330 of neem contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger
Fax	+1 425-951-6700
E-mail	Algemeen: ffss-service@fujifilm.com Verenigd Koninkrijk: uk-service@fujifilm.com Europa, Midden-Oosten en Afrika: eraf-service@fujifilm.com Azië/Oceanië: ffss-apacme-service@fujifilm.com
Web	www.sonosite.com

Sonosite iLOOK tillägg till användarhandbok om trådlös kommunikation

Följande tabell över specifikationer för trådlös kommunikation i systemets användarhandbok har uppdaterats med CE-gränsvärden.

Tabell 1. Beskrivning av trådlös transduktor

Specifikationer för trådlösa anslutningar			
Trådlösa nätverksprotokoll som stöds	IEEE 802.11a/b/g/n (för 11n stöds endast STA-läge)		
Frekvens	2,4 GHz	FCC/ISED: 2412–2462 MHz (1–11 kanaler) CE/ETSI/RCM: 2412–2472 MHz (1–13 kanaler)	
	5 GHz	5180–5240 MHz (4 kanaler: 36ch, 40ch, 44ch, 48ch)	
Frekvensbandbredd	20 MHz		
Moduleringstyp	DSSS OFDM (1:a modulering: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM)		
FCC/ISED	2,4 GHz	802.11b	16,0 dBm
Maximal genomsnittlig effekt (dBm)		802.11g	15,0 dBm
		802.11n-HT20	11,0 dBm
	5 GHz	802.11a	13,5 dBm
CE/ETSI	2,4 GHz	802.11b	16,0 dBm
Maximal genomsnittlig effekt (dBm)		802.11g	16,0 dBm
	5 GHz	802.11n-HT20	16,0 dBm
		802.11a	14,5 dBm
Frekvenstolerans	2,4 GHz	± 25 ppm	
	5 GHz	± 20 ppm	
Säkerhet/kryptering	WPA2-PSK		
Antenn	Typ	Chipp	
	Modell	M830520	
	Förstärkning	2,4 GHz_1 dBi	
		5 GHz_2,6 dBi	

Få hjälp

FUJIFILM Sonosite Tekniskt stöd:

USA och Kanada	+1 877-657-8118
Europa och Mellanöstern	Huvudkontor: +31 20 751 2020 Support på engelska: +44 14 6234 1151 Support på franska: +33 1 8288 0702 Support på tyska: +49 69 8088 4030 Support på italienska: +39 02 9475 3655 Support på spanska: +34 91 123 8451
Asien och Stilla-havsområ- det	+61 2 9938 8700
Andra områden	+1 425-951-1330 eller ring din lokala representant
Fax	+1 425-951-6700
E-post	Allmänt: ffss-service@fujifilm.com Storbritannien: uk-service@fujifilm.com Europa, Mellanöstern och Afrika: eraf-service@fujifilm.com Asien och Stilla-havsområdet: ffss-apacme-service@fujifilm.com
Webbplats	www.sonosite.com

Bruerveiledning for Sonosite iLOOK trådløst tilbehør

Følgende tabell med spesifikasjoner for trådløs funksjonalitet i systemets brukerhåndbok er oppdatert for å inkludere CE-grenser.

Tabell 1. Beskrivelse av trådløs transduser

Trådløse spesifikasjoner			
Trådløse nettverksprotokoller støttes	IEEE 802.11a/b/g/n (for 11n støttes bare STA-modus)		
Frekvens	2,4 GHz	FCC/ISED: 2412–2462 MHz (1–11 kanaler) CE/ETSI/RCM: 2412–2472 MHz (1–13 kanaler)	
	5 GHz	5180–5240 MHz (4 kanaler: 36ch, 40ch, 44ch, 48ch)	
Frekvensbåndbredde	20 MHz		
Modulasjonstype	DSSS OFDM		
	(Første modulasjon: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM)		
FCC/ISED	2,4 GHz	802.11b	16,0 dBm
Maksimal gjennomsnittseffekt (dBm)		802.11g	15,0 dBm
		802.11n-HT20	11,0 dBm
	5 GHz	802.11a	13,5 dBm
CE/ETSI	2,4 GHz	802.11b	16,0 dBm
Maksimal gjennomsnittseffekt (dBm)		802.11g	16,0 dBm
	5 GHz	802.11n-HT20	16,0 dBm
		802.11a	14,5 dBm
Frekvenstoleranse	2,4 GHz	± 25 ppm	
	5 GHz	± 20 ppm	
Sikkerhet/kryptering	WPA2-PSK		
Antenne	Type	Chip	
	Modell	M830520	
	Forsterkning	2,4 GHz_1 dBi	
		5 GHz_2,6 dBi	

Slik får du hjelp

FUJIFILM Sonosite teknisk støtte:

USA og Canada	+1 877-657-8118
Europa og Midtøsten	Hoved: +31 20 751 2020 Engelsk støtte: +44 14 6234 1151 Fransk støtte: +33 1 8288 0702 Tysk støtte: +49 69 8088 4030 Italiensk støtte: +39 02 9475 3655 Spansk støtte: +34 91 123 8451
Asia og Stillehavet	+61 2 9938 8700
Andre regioner	+1 425-951-1330, eller ring din lokale representant
Faks	+1 425-951-6700
E-post	Generelt: ffss-service@fujifilm.com Storbritannia: uk-service@fujifilm.com Europa, Midtøsten og Afrika: eraf-service@fujifilm.com Asia og Stillehavet: ffss-apacme-service@fujifilm.com
Nettsted	www.sonosite.com

Tillæg om trådløs forbindelse til brugervejledningen til Sonosite iLOOK

Følgende tabel over trådløse specifikationer i brugervejledningen til systemet er blevet opdateret til at omfatte CE-grænser.

Tabel 1. Beskrivelse af trådløs transducer

Trådløse specifikationer			
Understøttede trådløse netværksprotokoller	IEEE 802.11a/b/g/n (ved 11n understøttes kun STA-tilstand)		
Frekvens	2,4 GHz	FCC/ISED: 2412-2462 MHz (1-11 kanaler) CE/ETSI/RCM: 2412-2472 MHz (1-13 kanaler)	
	5 GHz	5180-5240 MHz (4 kanaler: 36ch, 40ch, 44ch, 48ch)	
Frekvens båndbredde	20 MHz		
Modulationstype	DSSS OFDM (1. modulering: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM)		
FCC/ISED	2,4 GHz	802.11b	16,0 dBm
Maksimal gennemsnitlig effekt (dBm)	2,4 GHz	802.11g	15,0 dBm
		802.11n-HT20	11,0 dBm
	5 GHz	802.11a	13,5 dBm
CE/ETSI	2,4 GHz	802.11b	16,0 dBm
Maksimal gennemsnitlig effekt (dBm)	2,4 GHz	802.11g	16,0 dBm
		5 GHz	802.11n-HT20
	5 GHz	802.11a	14,5 dBm
Frekvenstolerance	2,4 GHz	± 25 ppm	
	5 GHz	± 20 ppm	
Sikkerhed/kryptering	WPA2-PSK		
Antenne	Type	Chip	
	Model	M830520	
	Forstærkning	2,4 GHz_1 dBi	
		5 GHz 2,6 dBi	

Sådan får du hjælp

FUJIFILM Sonosite tekniske support:

USA og Canada	+1 877-657-8118
Europa og Mellemøsten	Hovednummer: +31 20 751 2020 Engelsk support: +44 14 6234 1151 Fransk support: +33 1 8288 0702 Tysk support: +49 69 8088 4030 Italiensk support: +39 02 9475 3655 Spansk support: +34 91 123 8451
Asien og Stillehavet	+61 2 9938 8700
Andre regioner	+1 425-951-1330, eller ring til din lokale repræsentant
Fax	+1 425-951-6700
E-mail	Generelt: ffss-service@fujifilm.com Storbritannien: uk-service@fujifilm.com Europa, Mellemøsten og Afrika: eraf-service@fujifilm.com Asien og Stillehavet : ffss-apacme-service@fujifilm.com
Web	www.sonosite.com

FUJIFILM

SONOSITE

P35242-01

