
超音波画像診断装置

SonoSite iViz シリーズ

ユーザーガイド 誤記訂正説明書

P23209-02

FUJIFILM
Value from Innovation

SonoSite

SonoSite, iViz, および SonoSite ロゴは、複数の法域において FUJIFILM SonoSite, Inc. の商標または登録商標として認められています。

その他の商標は全て、それぞれの所有者の財産です。

Part Number: P23209-02

Publication Date: July 2019

Copyright © 2019 FUJIFILM SonoSite, Inc. All Rights reserved.

CE
2797

超音波画像診断装置 SonoSite iViz シリーズ ユーザガイド 誤記訂正説明書

計測に関する参考文献	1
一般的参考文献	1

超音波画像診断装置 SonoSite iViz シリーズユーザガイドに以下の参考資料の記載漏れがございましたので、本書にて訂正いたします。次回改訂時に、ユーザガイドに以下の記載を追記いたしますが、それまでは本書もご併読いただきますようお願いいたします。

計測に関する参考文献

一般的参考文献

楕円体ボリューム

Beyer, W.H. Standard Mathematical Tables, 28th ed., CRC Press, Boca Raton, FL, (1987), 131.

ボリューム $cm^3 = (4/3) * \pi * 長さ / 2 * 幅 / 2 * 高さ / 2$



SonoSite

選任製造販売業者：

富士フイルムメディカル株式会社
〒106-003 東京都港区西麻布 2-26-30
TEL: 03 (6418) 7190

外国特例認証取得者：

FUJIFILM SonoSite, Inc.
フジフイルムソノサイトインク (米国)

一般的名称	汎用超音波画像診断装置 (40761000)
販売名	SonoSite iViz シリーズ
医療機器のクラス	管理医療機器、特定保守管理医療機器
医療機器認証番号	227ADBZI00208000

P23209-02

